

WA CCR 0302 L

CottonRepair kapszulák

3 db-os speciális mosószer-csomag pamut textíliákhoz. EasyOpen.

EAN: 4002516380467 / Anyagszám: 11485850 / Régi anyagszám: 11997173EU5



- Már egyetlen mosással láthatóan megújítja a textíliákat
- Speciális Miele receptúra Novozymes-technológiával
- Eltávolítja a bolyhokat, megújítja a színek intenzitását, fényét
- Maximum 1-2 alkalommal használja évente textíliánként
- Pohár 100% hulladékműanyagból – a környezet érdekében
- Három alkalmazásra – minden mosógéptípusban használható