

DOS K 85 flex

Adagolómodul 5-10 l-es kannához

folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához, kiürülésjelzővel.



- Adagolás-ellenőrzés – DIN EN ISO 15883 szerinti eljárásbiztonság
- Folyékony tisztító- vagy semlegesítőszerek adagolásához
- 352 mm-es szívólandzsa, 5–10 l-es kannához rugalmas lezárással
- Szívólandzsakészlet a 10–30 l-es kannához – vevőszolgáltatónál

EAN: 4002516357438 / Cikkszám: 11498880 / Régi cikkszám: 69747052D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívólandzsa hossza (mm)	352
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	198
Külső méret, bruttó mélység (mm)	478
Nettó súly (kg)	2,25
Bruttó súly (kg)	2,45
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•