

DOS K 85 flex

Adagolómodul 5-10 l-es kannához

folyékony tisztítószeres automatikus adagolásához, kiürülésjelzővel.



- Adagolás-ellenőrzés – DIN EN ISO 15883 szerinti eljárásbiztonság
- Folyékony tisztító- vagy semlegesítőszerek adagolásához
- 352 mm-es szívóláncza, 5–10 l-es kannához rugalmas lezárással
- Szívólánczakészlet a 10–30 l-es kannához – vevőszolgálatnál

EAN: 4002516357438 / Anyagszám: 11498880 / Régi anyagszám: 69747052D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Adagolórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Szállítási sebesség ml/60 mp-ben	55
Szívóláncza hossza (mm)	352
Normál elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-230
Frekvencia (Hz)	50
Teljes teljesítményigény (kW)	0,01
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	198
Külső méret, bruttó mélység (mm)	478
Nettó súly (kg)	2,25
Bruttó súly (kg)	2,45
Szabv., jóváh.jel és jelölések	
CE	•