

A 814/1

Befogó

az Air Scaler és Piezo Scaler éleinek optimális előkészítéséhez.



- Zur Verwendung in den Oberkörben A 105/1, O 177/1 und APWD 061
- Gyártófüggetlen, számos különféle csúcshoz
- Több befogó használata az A 813/1 segítségével lehetséges
- A PWD 8531 és PWD 8532 termikus fertőtlenítőkből használható

EAN: 4002516428558 / Anyagszám: 11691870 / Régi anyagszám: 68681401D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Ultraszagos csúcsok [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	48
Külső méret, nettó szélesség (mm)	22
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,06
Bruttó súly (kg)	0,77