

A 865
Befogó
a multifunkciós és 3F-fecskendők optimális behelyezéséhez



- Az A 105/1 felső kosárban és az A 315 modulban használható
- Sok ismert gyártó fecskendőjével kompatibilis

EAN: 4002516413752 / Anyagszám: 11709860 / Régi anyagszám: 69686500D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Befogó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	121
Külső méret, nettó szélesség (mm)	28
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Külső méret, bruttó magasság (mm)	108
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	117
Külső méret, bruttó mélység (mm)	305
Nettó súly (kg)	0,30
Bruttó súly (kg)	0,93