

A 813/1

Adapter

a kéziműszerek külső spray-vel végzett optimális előkészítéséhez.



- Két részes, felső- és alsó részből áll, tartozékokkal

EAN: 4002516432555 / Anyagszám: 11763880 / Régi anyagszám: 68681301D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Termékkategória	
Befogók és adapterek közvetítő műszerekhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Kapacitás	
Közvetítő műszerek [mennyiség]	4
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	120
Külső méret, nettó szélesség (mm)	120
Külső méret, nettó mélység (mm)	300
Külső méret, bruttó magasság (mm)	108
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	117
Külső méret, bruttó mélység (mm)	305
Nettó súly (kg)	0,19
Bruttó súly (kg)	1,00
Tartozék	
E 362 vakdugó [mennyiség]	3
Fúvóka szilikon tömlővel [mennyiség]	4