

GS RA 503 L

Öblítőszer, 500 ml

– a hatékony és kíméletes szárításért a Miele mosogatógépekben.

EAN: 4002516430971 / Anyagszám: 11772140 / Régi anyagszám: 21995532EU5



- Ragyogó csillogást kölcsönöz poharainak
- Elősegíti az edények száradását
- Üvegkorrózió elleni üvegvédő összetétellel
- Pontos és egyszerű adagolás a speciális adagoló zárnak hála
- Flakon 100% hulladékműanyagból – a környezet érdekében