

KSB 70

PerfectFresh szortírozó doboz

az élelmiszerek áttekinthető megőrzéséért a hűtőszekrényben.

EAN: 4002516467496 / Anyagszám: 11779620 / Régi anyagszám: 36996113EU1



- Magas minőségű, áttetsző műanyagból
- Az élelmiszerek rugalmas és áttekinthető megőrzését szolgálja
- A PerfectFresh fiókban oldalra eltolható
- Nyomásra érzékeny élelmiszerekhez, pl. bogyós gyümölcsökhöz
- A PerfectFresh Active-hoz és a Pro K 7000 fiókhoz optimális