

CK/1 DIN 51

Tartálykulcs

a ProCare 5, 10 és 20 l-es tartályok egyszerű felnyitásához.

EAN: 4002516480839 / Anyagszám: 11851600 / Régi anyagszám: 66990002EU1



Termék-hozzárendelés	
ProCare	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	27
Külső méret, nettó szélesség (mm)	223
Külső méret, nettó mélység (mm)	85
Külső méret, bruttó magasság (mm)	55
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	180
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Bruttó súly (kg)	0

- Stabil és hosszú élettartamú kézi kulcs
- A tartály egyszerű nyitása és zárása, erőfelfejtés nélkül
- Mindkét oldalán használható