


APLW 215

Modul

nagy térfogatú (max. 50 l) laborüvegek optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002516525981 / Anyagszám: 11853940 / Régi anyagszám: 69621500D



- Az 1. szinten használható
- Speciális mosogatófűvókával
- Tartókerettel felszerelve

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termékkategória	
Egyéb betét/egyéb modul	•
Modul nagy űrtartalmú laboratóriumi üveghez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Nagy űrtartalmú laborüveg [mennyiség]	1
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	565
Külső méret, nettó szélesség (mm)	469
Külső méret, nettó mélység (mm)	526
Külső méret, bruttó magasság (mm)	590
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	520
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	3,84
Bruttó súly (kg)	5,14