


APLW 152

Kosár

különbéle betétek behelyezéséhez.



- Az 1. szinten használható
- A töltetmagasság a további behelyezett kosaraktól függ
- Töltetméretek: szélesség 507 mm, mélység 545 mm

EAN: 4002516526001 / Anyagszám: 11854310 / Régi anyagszám: 69615200D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termékkategória	
Konzol/kosártartó	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	180
Külső méret, nettó szélesség (mm)	559
Külső méret, nettó mélység (mm)	568
Külső méret, bruttó magasság (mm)	180
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	570
Külső méret, bruttó mélység (mm)	625
Nettó súly (kg)	2,33
Bruttó súly (kg)	3,41