


APLW 106

Kosár

injektormodulok vagy betétek optimális behelyezéséhez.



- Az 1–4. szinten használható
- Kosár két modulcsatlakozóval
- Max. 2 injektormodul vagy betét behelyezéséhez
- A használat szüneteiben automatikusan szétkapcsolódik
- A töltetméretek a pozíciótól és a kosaraktól függenek

EAN: 4002516524717 / Anyagszám: 11854610 / Régi anyagszám: 69610600D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termékkategória	
Kosár modulcsatlakozóval	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	151
Külső méret, nettó szélesség (mm)	559
Külső méret, nettó mélység (mm)	621
Külső méret, bruttó magasság (mm)	175
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	570
Külső méret, bruttó mélység (mm)	630
Nettó súly (kg)	3,05
Bruttó súly (kg)	3,75