

GP CO G 160 P

DishClean ápolószer, 160 g

biztosítja a mosogatógép optimális működését.

EAN: 4002516476092 / Anyagszám: 11905600 / Régi anyagszám: 21995539EU7



- Eltávolítja a szagokat, a vízkövet és az enyhébb lerakódásokat
- Fenntartja az ajtótmítések rugalmasságát és tömítő képességét
- Aktív védelem a tisztaságnak köszönhetően
- Optimális gépteljesítményt biztosít – speciális Miele formula
- Évente négy-öt alkalommal használandó
- Tökéletes ápolás a hosszú éveken át megbízható működésért