

WA WC 1503 L

WoolCare finommosószer, 1,5 l
gyapjúhoz, selyemhez és más érzékeny textíliákhoz.

EAN: 4002516531272 / Anyagszám: 11979220 / Régi anyagszám: 11997230EU7



- Kímélő tisztítás és gyengéd szálápolás a selymes ruhadarabokért.
- Búzafehérjével – ápoló kezelés textíliáinak.
- FoamCare: kímélő tisztítás a lágy habszőnyeggel
- Flakon 100% újrahasznosított műanyagból – a környezet érdekében
- Mikroműanyagoktól, optikai fehérítőktől, fehérítőszerektől mentes
- Újrahasznosítható flakon. Független ellenőrzéssel és igazolással