

WA UC 1501 L

UltraColor folyékony mosószer, 1,5 l:

rendkívül hatékony folyékony mosószer színes és fekete textiliákhoz.

EAN: 4002516531555 / Anyagszám: 11979400 / Régi anyagszám: 11997231EU7



- Kiváló feltávoztás alacsony hőmérsékleten is
- Hét enzimet tartalmaz a tökéletes tisztaságért
- Flakon 100% újrahasznosított műanyagból – a környezet érdekében
- ColorProtect a hosszan tartó, intenzív színekért
- Nem tartalmaz mikroműanyagot, és biológiai úton lebomlik
- Hosszan tartó frissesség a Miele Aqua illat segítségével