

WA SO 1503 L
UltraSoft öblítő 1,5 l
a kellemesen puha ruhákért és a friss Aqua-illatért.

EAN: 4002516531203 / Anyagszám: 11987080 / Régi anyagszám: 11997233EU7



- a tisztaság és frissesség természetes illata
- Megakadályozza a gyűrődésképződést, megkönnyíti a ruhák vasalását
- Flakon 100% újrahasznosított műanyagból – a környezet érdekében
- Nem tartalmaz mikroműanyagot, és biológiai úton lebomlik
- Megakadályozza a sztatikus feltöltődést a szárítógépben
- Kiadós — 50 adag mosásához