


WA CDC 0603 L

DownCare kapszulák

6 db-os speciális mosószer-csomag tollal töltött textíliákhoz. EasyOpen.

EAN: 4002516547549 / Anyagszám: 12014020 / Régi anyagszám: 11997220EU3



- Megtartja a pehelytoll rugalmasságát és szellőzőképességét
- Hatékony tisztítás és kímélő ápolás lanolinnal
- A toll nem csomósodik össze és könnyű, laza szerkezetű marad
- Pohár 100% hulladékműanyagból – a környezet érdekében
- Hat alkalmazásra – minden mosógéptípusban használható