

WA CSP 0603 L

Sport kapszulák

6 db-os speciális mosószer-csomag szintetikus textíliákhoz. EasyOpen.

EAN: 4002516547648 / Anyagszám: 12014080 / Régi anyagszám: 11997221EU3



- Higiénikus tisztaság és hosszan tartó frissesség
- Szálápolás a hosszú élettartamú, alaktartó ruhadarabokért
- Megőrzi a textíliák lélegzőképességét
- Megakadályozza a ruházat elektrosztatikus feltöltődését
- Pohár 100% hulladékműanyagból – a környezet érdekében
- Hat alkalmazásra – minden mosógéptípusban használható