

WA CCO 0603 L

Collection kapszulaválogatás

– 6 db-os próbacsomag válogatott kapszulafajtákkal. EasyOpen.

EAN: 4002516547815 / Anyagszám: 12014160 / Régi anyagszám: 11997223EU4



- CottonRepair a textíliák felújításához
- Speciális mosószer tollal töltött, gyapjú- és sportruhákhoz
- Booster feltöltő a legnagyobb folteltávolító hatással
- Aqua öblítő a friss ruhanemű illatáért
- Pohár 100% hulladékműanyagból – a környezet érdekében
- Hat alkalmazásra – minden mosógéptípusban használható