

FA DF 152 L
DryFresh™ illatpatron, 12,5 ml –
50 szárítási folyamathoz.



EAN: 4002516561118 / Anyagszám: 12026910 / Régi anyagszám: 11997235EU3

- A kellemetlen szagokat semlegesítő Freshplex™ technológiával
- A „Levegőztetés“ programban felfrissíti a száraz ruhát
- Fenségesen illatozó ruhák – öblítő nélkül
- Más Miele illatpatronokkal is kombinálható – mosó-
szárítógéphez nem használható!
- Miele szárítógéphez FragranceDos