

## Inserts and filters

### PerfectFresh szortírozó doboz

az élelmiszerek áttekinthető megőrzéséért a hűtőszekrényben.

EAN: 4002516582304 / Anyagszám: 12030740 / Régi anyagszám: 26997238EU1



- Magas minőségű, áttetsző műanyagból
- Az élelmiszerek rugalmas és áttekinthető megőrzését szolgálja
- A PerfectFresh fiókban oldalra eltolható
- Nyomásra érzékeny élelmiszerekhez, pl. bogyós gyümölcsökhöz