

APWD 325

Betét

kéjgázt használó fogászati szedációs rendszerek tömlőinek regenerálásához.



- Egyszerre legfeljebb öt duplatömlő-készlet előkészítése lehets.
- Adapterkészlettel az injektorrendsz.-hez való biztons. csatl.-hoz
- A tömlők megbízható belső/külső tisztítása és szárítása
- Páciensmaszkok egyidejű regenerálása az E 146 szitatálcában
- Nagyobb kapacitás további műszerek befogadására külön költségért

EAN: 4002516610908 / Anyagszám: 12036420 / Régi anyagszám: 68632500D

Termék-hozzárendelés	
Termikus fertőtlenítők	•
A készülék besorolása	
PG 8581	•
PG 8591	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Szilikon
Szín	Nemesacél, szürke
Felhasználási terület	
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	132
Külső méret, nettó szélesség (mm)	324
Külső méret, nettó mélység (mm)	379
Külső méret, bruttó magasság (mm)	160
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	335
Külső méret, bruttó mélység (mm)	380
Nettó súly (kg)	2,23
Bruttó súly (kg)	2,62