

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

tökéletes sport- és funkcionális ruházathoz.

EAN: 4002516605065 / Anyagszám: 12112000 / Régi anyagszám: 11997255EU7



- Higiénikus tisztaság és hosszan tartó frissesség
- Megőrzi a textíliák lélegzőképességét
- Semlegesíti a kellemetlen szagokat
- Szálápolás a hosszú élettartamú, alaktartó ruhadarabokért
- Flakon 100% újrahasznosított műanyagból – a környezet érdekében
- Újrahasznosítható flakon. Független ellenőrzéssel és igazolással