

Set UltraColor & WoolCare

UltraColor és WoolCare akciós készlet kedvezményes áron két UltraColor és két WoolCare mosószerből áll.

EAN: 4002516638391 / Anyagszám: 12144780 / Régi anyagszám: 11997264EU7



- A feltávoztatás és a gyengéd szálápolás tökéletes kombinációja
- Nem tartalmaz mikroműanyagot, és biológiai úton lebomlik
- Flakon 100% újrahasznosított műanyagból – a környezet érdekében
- Újrahasznosítható flakon. Független ellenőrzéssel és igazolással
- Egyszerűen tökéletes a mosás. A Mielével.