

APLW 870

Injektorfúvóka készlet

támasztékkal, szedimentációs edények (Imhoff-kelyhek) tisztításához.



- A készlet 4 tartókkal ellátott speciális fúvókákból áll
- Max. átmérő 120 mm, max. magasság 470 mm
- A külön kapható A 300/2 injektormodullal történő használathoz
- A külön kapható A 300/3 injektormodullal történő használathoz
- A külön kapható A 620 injektormodullal való használathoz
- Az EasyLoad-rendszer része

EAN: 4002516638124 / Cikkszám: 12151110 / Régi cikkszám69687000D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Mérőhengerek [mennyiség]	4
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	85
Külső méret, nettó szélesség (mm)	175
Külső méret, nettó mélység (mm)	290
Külső méret, bruttó magasság (mm)	100
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	180
Külső méret, bruttó mélység (mm)	300
Nettó súly (kg)	0,39
Bruttó súly (kg)	0,56