

FA A 152 L  
AQUA illatpatron, 12,5 ml –  
50 szárítási folyamathoz.

EAN: 4002516716471 / Anyagszám: 12370860 / Régi anyagszám: 11997224EU8



- A friss, akár 4 hétig tartó illatélményért
- Fenségesen illatozó ruhák – öblítő nélkül
- AQUA – frissesség és pórusokig hatoló tisztaság – mosó-  
szárítógéphez nem használható!
- Provence-i parfümkészítők fejlesztették a Miele számára
- Minden FragranceDos funkcióval felszerelt Miele T1 szárítógéphez