

Cocoon
COCOON illatpatron, 12,5 ml –
50 szárítási folyamathoz.

EAN: 4002516716686 / Anyagszám: 12375690 / Régi anyagszám: 11997228EU8



- A friss, akár 4 hétig tartó illatélményért
- Fenségesen illatozó ruhák – öblítő nélkül
- COCOON – a csendes és nyugalmas pillanatokhoz -mosó-szárítógéphez nem használható!
- Provence-i parfümkészítők fejlesztették a Miele számára
- Minden FragranceDos funkcióval felszerelt Miele T1 szárítógéphez