

GN HyClean Pure  
Eredeti Miele porzsák készletdoboz  
az optimális szívási eredményért.

EAN: 4002516769781 / Cikkszám: 12421130 / Régi cikkszám41996720INT



- A finompor-részecskék több mint 99,9%-át kiszűri
- 80%-ban újrahasznosított anyagból – a Miele legkörnyezetbarátabb porzsákja
- Automatikus porzsákszár, hogy a zsák tisztán cserélhető legyen
- Kiváló hatékonyság alacsony teljesítményű porszívózásnál
- Tartalom: 4 porzsák, 1 motorvédő szűrő, 1 levegőszűrő
- a Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2 stb. típusokhoz