

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

univerzális UltraPhase 2, megfelelő minden UltraPhase 1-hez.

EAN: 4002516779919 / Cikkszám: 12517060 / Régi cikkszám11997298EU3



- Aktív oxigén a kímélő és hatékony feltávolításért
- OxiCare textília és készülék alapos ápolásáért és tisztaságáért
- WhiteBooster a ragyogóan fehér ruhákért
- Az automatikus adagolásnak köszönhetően akár 30%-kal kevesebb fogyasztás
- Nagyon kiadós – 1,4 liter 50 mosási töltethez
- Alkalmazható minden Miele TwinDos mosógépben és mosó-szárítógépben