

TU HyClean Pure
HyClean Pure TU porzsák
az optimális szívási eredményért.

EAN: 4002516829751 / Cikkszám: 12557060 / Régi cikkszám41996682INT



- 80% újrahasznosított anyag, legerősebb teljesítmény – egyedülálló a piacon
- Leghosszabb élettartam a szabadalmaztatott 3D áramlásirányítóknak köszönhetően
- Még higiénikusabb az automatikus HyClose porzsák zárnak köszönhetően
- Kiváló hatékonyság alacsony teljesítményű porszívózásnál
- Tartalom: 4 porszívó porzsák, 1 AirClean kimeneti levegőszűrő
- Alkalmas minden Guard L1 és Guard S1modellhez