

Boost CX1 Blue Pulse
Porzsák nélküli padlóporszívó
a maximális szívóteljesítményért kompakt kialakításban.



- Állítható magasságú EasySlide teleszkópos cső
- A TrackDrive funkciónak köszönhetően mindig jó úton halad
- Erőteljes tisztítási teljesítmény Vortex-technológiával
- Sokoldalú – univerzális szívófej
- Az apró részecskéket is visszatartja – Hygiene AirClean szűrő

EAN: 4002516900542 / Cikkszám: 12839420 / Régi cikkszám 41NRF340SEE

Kialakítás	
Porzsák nélküli padlóporszívó	•
Termékmárka	Boost CX1
Motorváltozat	PowerLine
Terméktípus	SNRF3
Kialakítás és design	
A készülék színe	Obszidiánfekete
Tisztítás	
Vortex technológia	•
Kezelési kényelem	
Elektronikus szívóteljesítmény-szabályozás	4-fokozatú forgatógomb
Ergonomikus hordozó fogantyú	•
Ergonomikus fogantyú	•
Parkolórendszer leállításához	egyik oldalon
Mobilitás	
TrackDrive	•
Hatósugár (m)	10
Kábelhossz (m)	6,5
Szűrőrendszer	
Kimeneti levegőszűrő	Hygiene AirClean szűrő
Műszaki adatok	
Teljesítmény (W)	890
Hangerő (dB)	78,0
Szélesség, mm	400
Magasság (mm)	280
Súly (kg)	7,8
Névleges teljesítmény (W)	890
Mellékelt tartozékok	
Kárpit szívófej	•
Fugatisztító	•
Szívóecset	•
Padló szívófej SBD 355-3	•
Tisztítókefe	Nem