

Guard L1 Red Pulse

Padlóporszívó

nagy teljesítmény | premium design | kényelmes tisztítás a 2-in-1 szívófejjel



- ComfortFit: a legmagasabb higiéniai előírásoknak megfelelően fejlesztve
- Hosszú élettartam: 20 éves élettartamra tesztelve*
- Az optimális teljesítmény minden tisztítási feladathoz: 4 választható üzemmód
- Egyénileg kiválasztható magasság és ergonomikus Comfort fogantyú
- Prémium designkonceptió stílusos applikációkkal
- Extra hatótávolság, kevesebb aljzatcsere: 12 m működési sugár
- 2in1 kárpit szívófej és fugatisztító kényelmes tisztításért áthelyezés nélkül
- AirClean szűrő: hatékony szűrés a helyiség tiszta levegőjéért

* Új Guard porszívósorozatunk fejlesztési fázisában a Miele 750 üzemórán keresztül (= évi 37,5 óra) különböző teljesítményszinteken tesztelte a modelleket és az alapvető alkatrészeket. Bővebb információ: miele.hu/20ev

EAN: 4002516907954 / Cikkszám: 12851770 / Régi cikkszám: 41UDF044SEE

Kialakítás	
Porzsákos padlóporszívó	•
Termékmárka	Guard L1
Motorváltozat	PowerLine
Terméktípus	SUDFO
Design	
Szín	rubinvörös
Kezelési kényelem	
Elektronikus szívóteljesítmény-szabályozás	+/- lábkapcsoló
Megvilágított kijelző a teljesítmény kijelzéséhez	•
Parkolórendszer a porszívózási szünetekhez	•
Comfort kábelvisszahúzás	•
Komfort kézi fogantyú 2.0	•
Mobilitás	
Padlókímélő görgők acéltengellyel	•
4-pontos kormányzás	•
Hatósugár (m)	12
Kábelhossz (m)	8,5
Szűrőrendszer	
Porzsák-típus	HyClean Pure TU
Porzsák-térfogat (l)	3,5
Porzsákcsere-kijelző	•
Kimeneti levegőszűrő	AirClean szűrő
Motorvédő szűrő	•
Biztonság	
Reteszelőrendszer a padló szívófejhez és kézi fogantyúhoz	•
Automatikus porzsák-pozicionálás	•
Körkörös bútorvédő él	•
Műszaki adatok	
Teljesítmény (W)	890
Hangerő (dB)	75,0
Szélesség, mm	500
Magasság (mm)	239
Mélység (mm)	28,80
Súly (kg)	6,6
Mellékelt tartozékok	
Háromrészes tartozékcszett	integrált
Kárpit szívófej	•
Fugatisztító	•
Shívóecset	•
Padló szívófej SBD 365-3	•
Porzsák-kupon	•
HyClean Pure TU porzsák	•
HyClean Pure TU kupon	•