


E 328

Puente de separación
para el alojamiento óptimo de instrumentos de pie.



- El complemento puede alojar el instrumental de pie

Código EAN: 400251117051 / Número de material: 02795940 /
Número de material antiguo: 69732801D

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| Categoría de producto | |
| Otros accesorios | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 15 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 34 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 145 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 12 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 80 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 120 |
| Peso neto en kg | 0,06 |
| Peso bruto en kg | 0,07 |