

E 338

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 8 medias carcassas de bandeja.



- Apto para 8 medias carcassas de bandeja
- Equipado con 10 soportes (8 compartimentos), An 295, F 33 mm
- El máximo ancho de bandeja es 290 x 30 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116160 / Número de material: 03080600 /  
Número de material antiguo: 69533801D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio band.s/tablas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	8
<b>Capacidad</b>	
Trays/band.s [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	110
Medidas ext., ancho neto en mm	305
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	125
Medidas ext., ancho bruto en mm	310
Medidas ext., fondo bruto en mm	500
Peso neto en kg	0,62
Peso bruto en kg	0,84