

E 363

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso.



- Abertura de malla 1 mm
- Equipado con una tapa
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116283 / Número de material: 03149790 /  
Número de material antiguo: 69536301D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
band. de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	225
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,62
Peso bruto en kg	0,71