

E 379

Complemento

para el alojamiento de diversos instrumentos.



- Grosor de malla de 0,8 mm, abert. malla de 1,7 mm, marco de 5 mm
- Equipado con 2 asas de transporte
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116450 / Número de material: 03203500 /
Número de material antiguo: 69537901D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	110
Medidas ext., ancho neto en mm	180
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	135
Medidas ext., ancho bruto en mm	235
Medidas ext., fondo bruto en mm	485
Peso neto en kg	0,72
Peso bruto en kg	1,25