

E 146

Complemento

para el alojamiento óptimo de diversos instrumentos.



- Abertura de malla fondo 3 mm, lados 1,7 mm, tapa 8 mm
- Equipado con 2 asas de transporte abatibles
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511116009 / Número de material: 03346680 /
Número de material antiguo: 69514601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
band. de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	150
Medidas ext., fondo neto en mm	225
Medidas ext., alto bruto en mm	75
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	245
Peso neto en kg	0,61
Peso bruto en kg	0,70