

O 184

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de tubos de centrifugado, viales o tubos de ensayo.



- Equipado con 96 toberas inyectoras
- Equipado con conexión para secado con aire caliente
- Altura de carga: 170 mm mm
- No apto para la dosificación de productos en polvo

Código EAN: 4002511114937 / Número de material: 03807480 /
Número de material antiguo: 69118401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Cesto para tubitos	•
Cesto para probetas	•
Cesto para inyectoras	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Altura máxima de carga en mm	170
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Preparación de tubos de ensayo	•
Capacidad	
Probetas [número]	96
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	468
Medidas ext., ancho neto en mm	475
Medidas ext., fondo neto en mm	531
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,50
Peso bruto en kg	5,70
Suministro del aparato	
ID 110 tobera iny., Ø 2,5 mm, longitud 110 mm [número]	96