


E 110

Complemento

para el alojamiento óptimo de vasos de precipitados de 250 hasta 600 ml.



- Apto para 10 vasos de precipitados de 250–600 ml
- Equipado con 10 x 3 varillas de sujeción
- Aplicable en el cesto inferior

Código EAN: 4002511115736 / Número de material: 03808390 /  
Número de material antiguo: 69511001D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Blanco
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Vasos de precipitados [número]	10
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	175
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	460
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	0,83
Peso bruto en kg	1,35