

E 135/1

Complemento

para el alojamiento óptimos de 19 biberones de hasta 110 ml.



- Apto para 19 biberones de 110 ml cada uno
- Apropiado para botellas de tamaño 51 x 51 mm, cuello: 45 x 45 mm
- Para el cesto superior A 102 y el cesto inferior A 151

Código EAN: 4002511115910 / Número de material: 03808640 /  
Número de material antiguo: 69513502D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para diversos frascos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. biberones	•
<b>Capacidad</b>	
Biberones [número]	19
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	135
Medidas ext., ancho neto en mm	192
Medidas ext., fondo neto en mm	447
Medidas ext., alto bruto en mm	195
Medidas ext., ancho bruto en mm	205
Medidas ext., fondo bruto en mm	465
Peso neto en kg	2,02
Peso bruto en kg	2,10