


E 144

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 18 vasos de precipitados.



- Apto para 18 vasos de precipitado
- Equipado con 18 x 3 varillas de sujeción
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511115996 / Número de material: 03808710 /
Número de material antiguo: 69514401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenenencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. vasos de precipitados	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vasos de precipitados [número]	18
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	131
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	490
Peso neto en kg	1,37
Peso bruto en kg	1,38