

E 149

Complemento

para el alojamiento óptimo de 80 tubos de ensayo, 16 x 105 mm.



- Apto para 80 tubos de ensayo hasta 16 x 105 mm
- Equipado adicionalmente con una tapa
- 80 compartimentos de 18 mm x 18 mm
- Abertura de malla del fondo 8 x 8 mm

Código EAN: 4002511116016 / Número de material: 03808800 /  
Número de material antiguo: 69514901D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	80
Ancho de band.s en mm	18
Longitud de band.s en mm	18
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Probetas [número]	80
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	152
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	200
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	1,03
Peso bruto en kg	1,59