

E 406

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 116 pipetas.



- Apto para 116 pipetas hasta 450 mm
- Medidas de emplazamiento 16 x 16 mm
- Completo con cerquillo de sujeción en altura de 150 mm
- Sin disp. de soporte de listón magnético para rec. aut. del carro

Código EAN: 4002511116665 / Número de material: 03810110 /  
Número de material antiguo: 69540601D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para pipetas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
<b>Capacidad</b>	
Pipetas [número]	116
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	502
Medidas ext., ancho neto en mm	535
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	500
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	4,90
Peso bruto en kg	6,90