


A 13  
Tapa  
para la fijación de objetos delicados.



- Tapa de acero inoxidable
- Grosor de malla de 1 mm, abertura de malla de 8 mm, marco de 4 mm
- Para complementos E 103, E 104, E 105 y E 139 como repuesto necesario

Código EAN: 4002511117204 / Número de material: 03810200 /  
Número de material antiguo: 69745001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Perteneencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	20
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	320
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	220
Medidas ext., fondo bruto en mm	300
Peso neto en kg	0,14
Peso bruto en kg	0,25