

E 416

Complemento

para el alojamiento óptimo de 6 espéculos de una o dos piezas.



- Apto para el alojamiento de 6 espéculos de una o dos piezas
- 7 sujeciones a una distancia de 40 mm
- Acoplable en cesto sup. (solo con espéculo de 1 pieza) e inferior

Código EAN: 4002511803824 / Número de material: 03888650 /  
Número de material antiguo: 69541601D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para inst. ginecológico	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de ginecología	•
<b>Capacidad</b>	
Espéculos ginecológicos [número]	6
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	157
Medidas ext., ancho neto en mm	178
Medidas ext., fondo neto en mm	279
Medidas ext., alto bruto en mm	210
Medidas ext., ancho bruto en mm	200
Medidas ext., fondo bruto en mm	365
Peso neto en kg	0,69
Peso bruto en kg	0,97