


A 16
Tapa
para la fijación de objetos delicados.



- Grosor de malla de 1 mm, abertura de malla de 5 mm, marco de 4 mm

Código EAN: 4002511860971 / Número de material: 03981990 /
Número de material antiguo: 69745004D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	19
Medidas ext., ancho neto en mm	230
Medidas ext., fondo neto en mm	215
Medidas ext., alto bruto en mm	40
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	255
Peso neto en kg	0,15
Peso bruto en kg	0,30