


E 457

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC desmontable.



- Apto para p.ej. 12 asas y accesorios de trabajo
- Suelo de grosor de malla 3 mm de ancho de malla, lados cerrados
- Soporte soldado para 8-12 empuñaduras, divisiones intercambiables
- Equipado con 3 separadores para almacenamiento y retención

Código EAN: 4002512067331 / Número de material: 04618030 /
Número de material antiguo: 69545702D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	192
Medidas ext., ancho neto en mm	490
Medidas ext., fondo neto en mm	62
Medidas ext., alto bruto en mm	120
Medidas ext., ancho bruto en mm	320
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,75
Peso bruto en kg	2,02