

E 800

Complemento

para el alojamiento óptimo de 3 bateas riñoneras y bandejas de malla.



- Equipado con 4 soportes
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002512087773 / Número de material: 04637720 /
Número de material antiguo: 69580001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Accesorio para band.s de malla	•
Accesorio para riñoneras/palanganas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. bateas arriñonadas	•
Capacidad	
Bateas arriñonadas [número]	3
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	165
Medidas ext., ancho neto en mm	140
Medidas ext., fondo neto en mm	290
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	195
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	0,29
Peso bruto en kg	0,49