

O 800/1

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de diversos complementos.



- Altura de carga: 200 mm mm
- Con brazo aspersor integrado

Código EAN: 4002512123822 / Número de material: 04657890 /  
Número de material antiguo: 69180001D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	200
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	270
Medidas ext., ancho neto en mm	381
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	300
Medidas ext., ancho bruto en mm	500
Medidas ext., fondo bruto en mm	400
Peso neto en kg	1,60
Peso bruto en kg	2,85