

U 800  
Cesto inferior  
para el alojamiento óptimo de diversos complementos.



- Carga en combinación con O 800 o O 801/2 (cada uno 295 mm)

Código EAN: 4002512123785 / Número de material: 04660930 /  
Número de material antiguo: 69180002D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
<b>Categoría de producto</b>	
Soporte para cestos	•
Cesto inferior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	62
Medidas ext., ancho neto en mm	385
Medidas ext., fondo neto en mm	505
Medidas ext., alto bruto en mm	155
Medidas ext., ancho bruto en mm	450
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,50
Peso bruto en kg	1,80